

## แผ่นภาพแนะนำการใช้ ภาชนะจัดเก็บสิ่งตรวจ

1. ขวด Hemoculture สำหรับผู้ใหญ่



2. ขวด Hemoculture สำหรับเด็ก



3. ขวด Hemoculture for TB



4. อับเสมอหะสีฟ้า(sterile) ส่งตรวจ  
C/S , Microscopic exam



5. ครอบพลาสติก(sterile)เก็บปัสสาวะ  
ส่งตรวจ C/S



6. Stuart transport medium(จุกสีแดง)  
เก็บสิ่งตรวจ C/S pus หนองต่างๆ และ  
Swab ป้ายสิ่งตรวจต่างๆ



7. Cary-blair transport medium  
(จุกสีน้ำเงิน) เก็บสิ่งตรวจ Stool และ  
Rectal swab




8. ครอบพลาสติกฝาเหลือง เก็บสิ่ง  
ตรวจ Urine exam




9. อับพลาสติกสีเทาพร้อมข้อ้นเก็บสิ่ง  
ตรวจ Stool exam




10. Tube K2 EDTA ส่งตรวจ CBC  
ผู้ใหญ่



11. Tube K2 EDTA ส่งตรวจ CBC เด็ก



12. Tube 3.2 % Sodium citrate  
ส่งตรวจ PT,PTT,TT




13. Tube sodium fluoride  
ส่งตรวจ Glucose, BUN, Cr



14. Tube lithium ส่งตรวจทางชีวเคมี



15. Tube sterile ส่งตรวจภูมิวิทยา,  
ขอเลือด



16. Tube sterile ส่งตรวจ RIA,Plus one

